


**ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE**  
(DA CONSERVARE AL BUIO)

**CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?**

- **Bidoncino** in materiale plastico inerte da circa 2500 mL, con apertura larga e con tappo a vite a tenuta. Questo bidoncino, che contiene Acido cloridrico 6N, può essere consegnato solo dal Laboratorio/Centro Prelievi.
- **Carta stagnola.**

	L'acido cloridrico contenuto nel bidoncino è <u>irritante</u> ; quindi maneggiare con attenzione il bidoncino, conservarlo su superfici sicure dove non possa cadere, non capovolgerlo e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. E' meglio <u>non urinare direttamente</u> in questo bidoncino, ma urinare in un altro recipiente pulito e da questo travasare <u>subito con attenzione</u> l'urina nel bidoncino con l'acido. Se la pelle o gli occhi vengono a contatto con l'acido, lavarli subito con molta acqua.
---	--

**COME RACCOGLIERE LE URINE?**

Si riporta la corretta modalità di raccolta nell'ipotesi che si inizi la stessa alle ore 7.00 del mattino:

- alle ore 7.00 del giorno di inizio raccolta urinare svuotando completamente la vescica senza raccogliere il campione (eliminare le urine);
- raccogliere quindi, nell'apposito bidoncino da 2500 mL avvolto con carta stagnola, tutte le urine delle successive 24 ore, comprese quelle delle ore 7.00 del mattino successivo (ATTENZIONE: è meglio non urinare direttamente in questo bidoncino, ma urinare in un altro recipiente pulito e da questo travasare subito con attenzione l'urina nel bidoncino con l'acido);
- durante tutto il periodo di raccolta mantenere il contenitore chiuso in luogo fresco e su superficie sicura, rigorosamente al buio e avvolto in carta stagnola, lontano dalla portata dei bambini;.

**A fine raccolta comportarsi come segue:**

- avvitare accuratamente i tappi del bidoncino di raccolta;
- rilevare la quantità di urina (volume) mediante la scala graduata presente sul bidoncino;
- riportare la quantità di urina (volume) rilevata sulla provetta (contenitore ausiliario) e qui sotto, insieme ai dati anagrafici.

**COGNOME**..... **NOME**.....

**PESO (Kg)**..... **ALTEZZA (cm)**..... **Quantità (Volume) urina (mL)**.....

**Il sottoscritto**..... **dichiara di aver seguito le indicazioni proposte dal presente modello.**

**Data**.....

**Firma**.....

**PROTOCOLLO APPLICABILE PER IL DOSAGGIO NELLE URINE DI:**  
**IDROSSIPROLINA**