

INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI PER IL TEST DI STAMEY

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite.

MATERIALI NECESSARI

Ritirare 3 contenitori sterili con tappo a vite rosso disponibili gratuitamente presso il Laboratorio Analisi.

PROCEDURA DI PRELIEVO

Contrassegnare i tre contenitori scrivendo sull'etichetta rispettivamente **SECREZIONE URETRALE**, **URINE** e **SECREZIONE PROSTATICA**

Lavare le mani con acqua e sapone, risciacquare e asciugare con telo pulito

Lavare con cura i genitali esterni con acqua e sapone, poi asciugare con una salvietta pulita

Aprire il contenitore **SECREZIONE URETRALE** evitando di toccarne l'interno e/o il coperchio, appoggiando sia il contenitore sia il coperchio (rivolto verso l'alto) su una superficie piana.

Retrarre il prepuzio, poi lavare l'orifizio uretrale e la zona circostante con acqua e sapone, sciacquare e asciugare con un telo pulito

Tenere represso il prepuzio e raccogliere la prima parte delle urine emesse direttamente nel contenitore sterile, per un'altezza di due dita

Chiudere immediatamente il coperchio, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l'interno

Aprire il contenitore **URINE** senza toccarne le pareti interne

Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte delle urine emesse, non più di 3-4 ml e mantenendo una parte dell'urina in vescica per la raccolta successiva

Chiudere immediatamente il coperchio, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l'interno

Aprire il contenitore **SECREZIONE URETRALE**

Porre il paziente in posizione genupettorale, effettuare il massaggio prostatico, raccogliere il secreto prostatico

Chiudere immediatamente il coperchio, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l'interno

Accertarsi che i contenitori siano ermeticamente chiusi

CONSERVAZIONE E CONSEGNA

Consegnare i campioni entro due ore dalla raccolta da Lunedì a Sabato entro e non oltre le ore 10.00 al Punto Prelievi.

Cliniche Gavazzeni S.p.A

Via Mauro Gavazzeni, 21-24125 Bergamo

Tel 035.4204111