

INFORMAZIONI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
(in contenitore con acido cloridrico 6N e da conservare al buio)**CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?**

- **Bidoncino** in materiale plastico inerte da 3.000 mL con apertura larga, con sistema di aspirazione e scala graduata; questo bidoncino, che contiene acido cloridrico 6N, può essere consegnato solo dal Punto Prelievi
- **Carta stagnola per ricoprire il bidoncino**



L'acido cloridrico contenuto nel bidoncino è irritante; quindi maneggiare con attenzione il bidoncino, conservarlo su superfici sicure dove non possa cadere, non capovolgerlo e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. E' **meglio non urinare direttamente in questo bidoncino, ma urinare in un altro recipiente pulito e da questo travasare subito con attenzione l'urina nel bidoncino con l'acido.**

Se la pelle o gli occhi vengono a contatto con l'acido, lavarli subito con molta acqua.

COME RACCOGLIERE L'URINA?

Ipotizzando di iniziare alle ore 07.00 del mattino, raccogliere l'urina seguendo queste indicazioni:

- 1) Alle ore 07.00 del giorno di inizio raccolta urinare svuotando completamente la vescica e buttare via le urine;
- 2) Da quel momento in poi, raccogliere nel bidoncino (ricoperto da carta stagnola) tutte le urine che farà nelle 24 ore successive, comprese le urine delle ore 07.00 del mattino seguente;
- 3) Durante tutto il periodo di raccolta mantenere il contenitore chiuso in luogo fresco e su superficie sicura, dove non possa essere rovesciato e lontano dalla portata dai bambini;
- 4) **Mantenere rigorosamente il bidoncino al buio e avvolto in carta stagnola.**

Finito di raccogliere le urine, deve:

- 1) Avvitare bene i tappi del bidoncino;
- 2) Compilare la sezione "Compilazione a cura del paziente" dell'etichetta sottostante con i propri dati anagrafici:

Compilazione a cura del paziente

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA Peso (Kg) Altezza (cm)

Compilazione a cura del personale sanitario

Quantità (volume) urina (mL) riportare il valore in lettere:

- 3) Consegnare al Punto Prelievi il bidoncino, avvolto in carta stagnola, insieme a questo modulo.

Il sottoscritto (nome e cognome)
dichiara di aver seguito le indicazioni proposte in questa informativa.

Data

Firma

PROTOCOLLO APPLICABILE PER IL DOSAGGIO NELLE URINE DI:

Idrossiprolina

ATTENZIONE: Nel caso si debbano raccogliere le urine delle 24h sia senza acido che con acido cloridrico eseguire DUE raccolte consecutive in due giorni distinti, iniziando da quelle con acido. Consegnare entro 3 ore dalla fine di ogni raccolta.
